

Burriho barvení



Tato metoda umožňuje negativní znázornění bakteriálních **pouzder**.

Postup

1. Bakterie nanese na podložní sklíčko do kapky **tuši**;
2. pomocí druhého sklíčka kapku roztáhneme rovnoměrně po celé ploše, počkáme až uschne;
3. přebarvíme **krystalovou violetí**.

Bakterie se zobrazí fialově, pozadí černě a **slizové pouzdro se nebarví**.

Odkazy


Související články

- Gramovo barvení
- Barvení podle Giemsy

Zdroj

- RYŠKOVÁ, Olga, et al. *Návody k praktickým cvičením z lékařské mikrobiologie*. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-307-5.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Burriho_barvení&oldid=409065“



Cryptococcus neoformans